

DEFINICE

Systémy ochranných návleků na incizi Woop Ankalaps® jsou vyrobeny z TPU a jsou pružné a průhledné. Červený kroužek je vnější (proximální) a bílý kroužek je vnitřní (distální). V případě potřeby lze navíc použít retrakční fixační kroužek pro zvýšení stability červeného kroužku. Používají se při všech druzích chirurgických zákroků k ochraně linie řezu před infekcí, riziky metastazování a k zajištění atraumatického zatažení.

INFORMACE O PRODUKTECH

ZNAČKA	MODEL	REFERENCE Č. / LAPAROSKOPICKÉ MODELY BEZ KRYTKY				DÉLKA ŘEZU
		TVRDÝ KRUHOVÝ (HR)	MĚKKÝ KRUHOVÝ (SR)	TVRDÝ HRANATÝ (HS)	MĚKKÝ HRANATÝ (SS)	
Ankalaps	WOOP	AIPXXS-HR	AIPXXS-SR	AIPXXS-HS	AIPXXS-SS	1 – 3cm
Ankalaps	WOOP	AIPXS-HR	AIPXS-SR	AIPXS-HS	AIPXS-SS	2 – 4cm
Ankalaps	WOOP	AIPS-HR	AIPS-SR	AIPS-HS	AIPS-SS	2.5 – 6cm
Ankalaps	WOOP	AIPM-HR	AIPM-SR	AIPM-HS	AIPM-SS	5 – 9cm
Ankalaps	WOOP	AIPML-HR	AIPML-SR	AIPML-HS	AIPML-SS	7 – 11cm
Ankalaps	WOOP	AIPL-HR	AIPL-SR	AIPL-HS	AIPL-SS	9 – 14cm
Ankalaps	WOOP	AIPXL-HR	AIPXL-SR	AIPXL-HS	AIPXL-SS	11 – 17cm
Ankalaps	WOOP	AIPXXL-HR	AIPXXL-SR	AIPXXL-HS	AIPXXL-SS	15 – 23cm

INDIKACE

→ Výrobek je určen pro použití v otevřené chirurgii a laparoskopických operacích k ochraně linie řezu proti vnější kontaminaci, omezení krvácení, ochraně vlhkosti v řezné linii, zajištění retrakce v místě řezu a potřeby dalších portů.


KONTRAINDIKACE

- Jeho použití se nedoporučuje u pacientů s vysokým stupněm adhezí.
- Výrobek je určen k použití pouze v souladu se specifikací.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Produkt by měly používat pouze osoby, které jsou dostatečně proškolené a obeznámené s chirurgickými zákroky. Před každým chirurgickým zákrokem si prostudujte lékařskou literaturu týkající se techniky, problémů a nebezpečí.
- Abyste předešli náhodnému poškození produktu, buďte opatrní při vkládání nebo vyjímání nástrojů s ostrými hranami nebo ostrými úhly.
- Nepoužívejte, pokud je produkt nebo jeho sterilní obal poškozen nebo roztržen.
- Tento produkt byl navržen a testován pouze pro použití u jednoho pacienta. Tento produkt znovu nepoužívejte, nezpracovávejte ani nesterilizujte. Opětovné použití, přepracování nebo resterilizace může změnit strukturální a/nebo funkční integritu tohoto produktu, což může mít za následek zranění pacienta, infekci, nemoc nebo smrt. Riziko zbytkové kontaminace a selhání resterilizace může vést ke zranění pacienta, infekci, onemocnění nebo smrti.
- Po použití zlikvidujte jako zdravotnický odpad podle příslušného postupu.


NÁHLED A NÁVOD K POUŽITÍ




- A. červený kroužek je vnější (proximální)
- B. bílý kroužek je vnitřní (distální)
- C. červený kroužek pro upevnění retraktoru




- Připravte operační pole podle standardního postupu.
- Ujistěte se, že oblast řezu je suchá a čistá.
- Pomocí sterilního derma pera označte linii řezu.




- Proveďte řez podle linie, kterou jste označili.




- Vyměte produkt odpovídající velikosti ze sterilního obalu.
- Stlačte bílý / distální kroužek z obou stran pro jeho zúžení a vložte jej do řezu. (4.1)
- Ujistěte se, že mezi bílým kroužkem a břišní stěnou není zachycena žádná tkáň a vyčistěte oblast řezu.




- U příslušných modelů si ponechte vytaženou šňůrku a táhněte za ni mimo tělo pacienta (4.2)




- Červený kroužek držte rukama proti sobě. Zatáhněte za červený kroužek abyste zajistili, že bílý kroužek těsně přiléhá k peritoneální vrtvě.
- Sklopte ho dovnitř, dokud nedojde k požadovanému zatažení a červený kroužek přiléhá ke kůži.




- Jemně zatáhněte za červený kroužek, abyste se ujistili, že je výrobek bezpečně upevněn na místě




- Vložte červený fixační kroužek retraktoru do červeného kroužku (proximálního) pro zvýšení jeho stability. (Pro tvrdé modely)
- Ujistěte se, že fixační kroužek retraktoru dobře sedí kolem červeného kroužku (proximálního).



- Po dokončení postupu vyjměte fixační kroužek retraktoru z červeného kroužku (proximálního).



- Uchopte bílý kroužek a vytáhněte jej z řezu. (9.1)



- U příslušných modelů odstraňte bílou smýčku uchopením šňůrky a smýčky a vytažením nahoru. (9.2)

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- ↪ Skladujte při teplotě mezi 10 °C a 40 °C.
- ↪ Vlhkost mezi 20 a 70% rH.
- ↪ Zamezte dlouhodobému vystavení vysokým teplotám.
- ↪ Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- ↪ Produkt byl sterilizován ethylenoxidem a jeho trvanlivost je 3 roky od data sterilizace.
- ↪ Nepoužívejte, pokud je výrobek nebo jeho sterilní obal roztržený a/nebo poškozený.
- ↪ Dodržujte všechny výše uvedené pokyny týkající se přepravních podmínek.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA ŠTÍTKU

0		CE značka a číslo oznámeného subjektu	10		Přečtěte si návod k použití
1		Katalogové číslo	11		Nepoužívejte opakovaně
2		Kód šarže	12		Neresterilizujte
3		Datum výroby	13		Skladujte na suchém místě
4		Datum použitelnosti	14		Nevystavujte přímému slunečnímu záření
5		Sterilizováno ethylenoxidem	15		Teplotní limity
6		Výrobce	16		Vlhkost
7		Pro odborníky	17		Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
8		POZOR, přečtěte si příložené dokumenty	18		Neobsahuje latex

VÝROBCE:

Anka Sağlık Gereçleri San. Domestic and Foreign Trade. Ltd. Ltd.
Esenşehir Mahallesi Haseki Sokak Anka Plaza No:36
Ümraniye - İstanbul - Türkiye
Tel: +90216 3150477 Fax: +90216 3150478
web: www.ankasaglik.com.tr / e-mail: info@ankasaglik.com.tr

Číslo dokumentu: AIP.10-KK.01
Datum vydání: 01.10.2010
Číslo revize: Rev.10
Datum revize: 24.11.2023