

SOLOASSIST II Robotický asistent kamery pro laparoskopii



Jednoduché ovládání pomocí joysticku umístěném na laparoskopickém nástroji nebo hlasovým povelům. Obraz je maximálně stabilní- díky karbonovému materiálu a precizní německé technologii je obraz nezkraslený a ostrý. Získáte široké zorné pole po celé dutině břišní.

Při miniinvazivních výkonech má chirurg „jednu ruku navíc“, neboť asistent nemusí držet kameru. SOLOASSIST II dokáže rozeznávat hlas a díky jednoduchým, intuitivním povelům můžete kameru ovládat sadou povelů, včetně zoomování. Průměrná latence je kratší než 200 ms.

Pokud je pro vás výhodnější změnit pozici ramene manuálně, je to možné a rameno je okamžitě zaaretováno v nové pozici.

SOLOASSIST II obsluhuje kameru ze shora. Máte tedy dostatek prostoru na práci a rameno vám nepřekáží. Rameno je kompatibilní se všemi optikami na trhu díky řadě redukcí.

Joystick na ovládání kamery i všechny ostatní komponenty k rameni jsou resterilizovatelné v autoklávu či v páře. Díky tomu jsou náklady na spotřební materiál minimální.

Podívejte se na krátká videa o produktu.



Reportáž
v České televizi



Onko-gynekologický
workshop



Produktové
video

**Medicínská
technika
s komplexní
integrací**



Tým zkušených
odborníků



Široké portfolio
produktů



Servis s plnou
integrací do nemocnic



Řešení
na míru

Ozvěte se nám

info@promedeus.cz
promedeus.cz