

Odsávačka elektrochirurgického kouře BOWA SHE SHA



Výkonná a tichá odsávačka elektrochirurgického kouře
Aktivace odsávání kouře je manuální a automatická
3 stupně odsávání
Lze nastavit dobu odsávání po ukončení aktivace
3 velikosti portů pro připojení hadic
4 vrstvý filtr na 35 hodin provozu
Lze ji použít se všemi elektrochirurgickými generátory
Indikace zbývající životnosti filtru
Hlučnost max. 55 dB
Průtok cca 700 l/min.

Kontakt: Ing. Silvie Plchová
Mobil: +420 606 383 349, silvie.plchova@promedeus.cz