

# ENDOSTAPLER AEON™ Endoskopický stapler



**Inovace v mini invazivní chirurgii za pomoci technologie S3 Engineering™.**

- Endoskopický AEON™ stapler určený pro použití v obecné chirurgii a dalších chirurgických oborech pro abdominální a hrudní resekce nebo k vytvoření anastomózy.
- Vysoce kvalitní anastomózy i v případě velmi silných tkání – rovnoměrné sešití tkáně po celé délce řezu.
- Plynulý rozsah pohybu s precizní artikulací koncové části stapleru usnadňuje rozložení a manipulaci tkáně v čelistech před samotným odpalem nástroje.

Snadnější odpal stapleru – díky vícerychlostnímu převodu o 50 % nižší síla potřebná k odpalu stapleru, usnadňuje řízený odpal především u silných tkání.

**Medicínská  
technika  
s komplexní  
integrací**



Tým zkušených  
odborníků



Široké portfolio  
produktů



Servis s plnou  
integrací do nemocnic



Řešení  
na míru

**Ozvěte se nám**

info@promedeus.cz  
**promedeus.cz**

# Nabídka produktů

AEON™ Endostapler je všestranný a prokazatelně poskytuje vynikající klinický výkon a konzistentní tvorbu svorek v různých typech tkání.



AEON™ náboj se zahrnutým hrotem



Fialový zásobník



Náboj s krátkým hrotem

## Specifikace produktů

Produktový kód	Typ zásobníku	Délka	Výška při otevřených branžích	Výška při zavřených branžích
AESR30G AESR45G	Šedá	30, 45 mm	2,0 mm	0,75 mm
AESR30W AESR45W AESR60W	Bílá	30, 45, 60 mm	2,5 mm	1,0 mm
AESR30R AESR45R AESR60R	Oranžová	30, 45, 60 mm	3,25 mm	1,5 mm
AESR30P AESR45P AESR60P	Fialová	30, 45, 60 mm	4,0 mm	1,8 mm
AESR60B	Černá	60 mm	5,0 mm	2,2 mm
ASR30GC AESC45G	Šedá – zahnutý zásobník	30, 45 mm	2,0 mm	0,75 mm
ASR30WC AESC45W AESC60W	Bílá – zahnutý zásobník	30, 45, 60 mm	2,5 mm	1,0 mm
ASR30RC AESC45R AESC60R	Oranžová – zahnutý zásobník	30, 45, 60 mm	3,25 mm	1,5 mm
ASR30PC AESC45P AESC60P	Fialová – zahnutý zásobník	30, 45, 60 mm	4,0 mm	1,8 mm
ASR30GS	Šedá – náboj s krátkým hrotem	30 mm	2,0 mm	0,75 mm
ASR30WS ASR60WS	Bílá – náboj s krátkým hrotem	30, 60 mm	2,5 mm	1,0 mm
ASR30RS ASR60RS	Oranžová – náboj s krátkým hrotem	30, 60 mm	3,25 mm	1,5 mm
ASR30PS ASR60PS	Fialová – náboj s krátkým hrotem	30, 60 mm	4,0 mm	1,8 mm

Produktový kód	kód VZP
AESC45G	0136505
AESC45P	
AESC45R	
AESC45W	
AESR45G	
AESR45R	0136506
AESC60P	
AESC60R	
AESC60W	
AESR60B	
AESR60P	0136503
AESR60R	
AESR60W	
AESH060	0153721
AESH160	
AESH260	
AESR30G	0136504
AESR30P	
AESR30R	0153722
AESR30W	
AESR45P	
AESR45W	0153723
ASR30WC	
ASR30GC	
ASR30RC	0153723
ASR30PC	
ASR60PS	
ASR60RS	0153867
ASR60WS	
ASR30WS	
ASR30GS	0153867
ASR30RS	
ASR30PS	

## Specifikace produktů

Produktový kód	Rukojeť	Délka
AESH060	Krátká	60 mm
AESH160	Střední	160 mm
AESH260	Dlouhá	260 mm