


MESIresults

stručný průvodce

Počítačový software MESIresults je určen k použití s 1 minutovým přístrojem k měření indexu tlaku kotník-paže (MESI ABPI MD).

Software mějte vždy aktualizovaný ze stránky: www.mesimedical.com/support.



Zajistěte
databázi pro své
výsledky



Podrobná analýza
měření




Tisk, archivace v PDF
a export zprávy

Uživatelské nastavení zprávy

Zadejte údaje pacienta a opatřete zprávu svým logotypem pro snadnější rozpoznání vaší ordinace.

Podrobná analýza měření

Zaznamenejte úplný tvar pulsové vlny a pak interpretujte výsledky. (Viz návod k použití, kapitola 5.9.1 - *Detekce závažného PAD a nestlačitelných tepen.*)



Zajistěte databázi pro své výsledky

Uchovávejte všechny své výsledky uložené a zabezpečené. Vytvoření uživatelského účtu zajistí nejvyšší úroveň zabezpečení.

Tisk zprávy, archivace v PDF a export dat pro zkoumání

Prostě si stáhněte a uložte zprávu v požadovaném formátu.

Nápověda a podpora

www.mesimedical.com/support



MESI

Simplifying Diagnostics