



SENHANCE™ SURGICAL SYSTEM

Digitální laparoskopie je více než jen robot.

Digitální laparoskopie zachovává již známé operační postupy a nástroje.

- Unikátní robotický systém pro digitální laparoskopickou miniinvaзивní chirurgii zvyšuje preciznost a kontrolu během operace.
- **Taktilní zpětná vazba** zvyšuje chirurgovo vnímání tlaku a přidává další úroveň zabezpečení.
- **Ovládání kamery pomocí sledování očí.** Systém dokáže snímat aktivitu oka chirurga a umožňuje ovládání kamery bez použití rukou.
- Chirurg během výkonu sedí v ergonomickém, pohodlném křesle. Pokud momentálně nepoužívá ovládací nástroje ty zůstávají přesně v místě, kde je zanechal.
- Integruje nejnovější zobrazovací technologie, elektrochirurgické nástroje, ultrazvukové nástroje, obsahuje portfolio **3, 5 a 10 mm nástrojů** a artikulační nástroje o průměru 5 a 10 mm.
- **3D/2D 4K HD monitor** zobrazuje informace o hloubce a prostoru mezi orgány.
- Umožňuje **integraci do stávajícího operačního sálu** a tím maximalizovat užitek z kapitálových investic.
- Nástroj je díky automatickému nastavení a snímání uprostřed trokaru, což minimalizuje trauma řezu
- **Nástroje jsou resterilizovatelné.**
- Je certifikovaný **pro použití pro všeobecnou chirurgii, urologii, gynekologii, pediatrii a hrudní chirurgii.**

Podívejte se na krátká videa o produktu.



Výhody systému



Radikální prostatektomie



Totální hysterektomie

**Medicinská
technika
s komplexní
integrací**



Tým zkušených odborníků



Široké portfolio produktů



Servis s plnou integrací do nemocnic



Řešení na míru

Ozvěte se nám

info@promedeus.cz
promedeus.cz